

*АНО «Центр социального развития»
МКУ «Центр социального обслуживания» Калтанского городского
округа
Ресурсный центр
«Социальный пункт проката»*

Технические средства реабилитации



Оглавление

Основные задачи и функции пункта проката	3
Порядок и условия предоставления средств реабилитации	3
Костыли	4
Трости	4
Ходунки	5
Ходунки Armed FS913L	5
Маневренные мобильные ходунки "Armed" FS914H	5
Тележка - каталка двухуровневая (алюминий) YDC-3A	5
Кресло-коляска Ortonica Base 100	6
Кресло-коляска инвалидная механическая 711 AE	6
Кресло-туалет Tu 3 Ortonica	7
Сиденье для ванны поворотное ORTONICA LUX 330	7
Табурет для ванны и душа поворотный	8
Вспомогательная ступенька АРМЕД с поручнем	8
Лестница веревочная для кровати	8
Опора под спину для лежачих больных	9
Матрас противопролежневый ARMED ячеистый	9
Матрас для кровати 4-х секционный	10
Матрац противопролежневый гелевый	10

Основные задачи и функции пункта проката

Пункт проката создается для социальной поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья и людей, ставшими маломобильными/частично утратившими мобильность в связи с тяжелой болезнью или травмой, направлен на развитие социального обслуживания жителей Калтанского городского округа, близлежащих территорий. Основная цель – поддерживать людей с ОВЗ, маломобильных/ лежачих людей и их родственников, обеспечив их ТСР позволить им решать проблемы передвижения, самообслуживания, доступа к информации и общению.

Порядок и условия предоставления средств реабилитации

Услуги пункта проката предоставляются гражданам, проживающим на территории Калтанского городского округа, Новокузнецкого муниципального района, Осинниковского городского округа:

- людям с ОВЗ, в т.ч. и детям, не обеспеченным средствами реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации/абилитации;
- иным гражданам, нуждающимся по медицинским показаниям в обеспечении ТСР.

ТСР предоставляются гражданам безвозмездно при их наличии в пункте проката.

— Для выдачи ТСР граждане предоставляют:

- личное заявление (заявление представителя);
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию ИПРА;
- справка медицинской организации о нуждаемости в ТСР.

Услуги Пункта проката предоставляются на основе договора о передаче в безвозмездное пользования технического средства реабилитации.

Условиями договора предусматривается обязанность гражданина пользоваться ТСР, выданным ему во временное пользование, в соответствии с его назначением. В случае обнаружения поломок, явившихся следствием нарушения пользователем правил эксплуатации ТСР, составляется акт о техническом состоянии ТСР.

Информация о Пункте проката, в том числе и настоящее положение, размещается на информационном стенде в Пункте проката и на сайтах АНО «Центр социального развития» <http://csr.ucoz.net>, МКУ «Центр социального обслуживания» <https://cso-kaltan.kmr.socinfo.ru>.

Костыли

Удобные регулируемые по высоте костыли "Armed" FS925 предназначены для начальных этапов реабилитации после различных травм нижних конечностей, когда необходимо исключить любые нагрузки на поврежденную область.

Костыли деревянные с УПС.

- анатомический подмышечник
- прочная конструкция без «зацепляющих» деталей
- комплектуются устройством против скольжения «АНТИЛЁД» - 3 зуба/«Штырь».

Конструкция костылей FS937L включает в себя удобную опору под локоть и рукоятку для захвата, что обеспечивает комфортное использование костыля во время реабилитации после различных травм. Резиновые наконечники предназначены для обеспечения устойчивости костыля при ходьбе по различным покрытиям.




Трости

Модель трости Армед FS926 отличается наличием необычной опоры пирамидальной формы на 3 ножки и возможностью регулировки по высоте. Такая конструкция отлично подходит для пациентов, страдающих нарушениями координации и равновесия.

Благодаря наличию расширенной квадратной опоры модель FS947 выделяется особенной устойчивостью и отлично подходит для людей с незначительным тремором. Кроме того, трость оснащена возможностью регулировки по высоте, а также рукояткой необычной формы со смещенным центром тяжести и отлично подходит для пациентов с проблемной координацией.

Удобная трость Armed телескопическая с УПС отлично подходит для регулярных прогулок и, благодаря возможности регулировки по высоте, может использоваться для различных категорий пациентов.



Ходунки



Ходунки Armed FS913L относятся к "шагающим". Смысл заключается в том, что больному не нужно переставлять целиком всю конструкцию при движении. Ходунки, за счёт поворотного механизма, позволяют делать движения левой и правой сторонами поочередно. То есть, повторяют движения человека, помогая тем самым ему.

Самое интересное, что ходунки могут работать и в обычном "переставляемом" режиме.

Маневренные мобильные ходунки "Armed" FS914H, оборудованные колесами для удобства перемещения. Конструкция изделия дополняется пластиковым сиденьем и вместительной корзиной для личных вещей. При необходимости ходунки можно использовать как стул во время длительных прогулок.



Тележка - каталка двухуровневая (алюминий) YDC-3A для использования в автомобилях МЧС и скорой помощи. Тележка с регулируемым углом наклона головной секции и опускающимися боковыми ограничителями. Рама - из сплава алюминия высокой прочности. Капельница. Тележка YDC-3A может использоваться для проведения простых операций. Для установки в автомобиль необходимо приемное устройство.



Технические характеристики:

Угол наклона головной секции - 65° ; допустимая рабочая нагрузка - 181 кг; вес изделия - 38 кг.

Габариты в рабочем положении: длина - 195 см; ширина - 55 см; высота - 85 см.

Габариты в сложенном состоянии: длина - 195 см; ширина - 55 см; высота - 25 см.

Кресло-коляска Ortonica Base 100 подходит для использования на улице и в помещении.



Конструкция специально создавалась для ежедневного использования и способна выдерживать высокие нагрузки. Тому способствует прочная алюминиевая рама. Помимо надежности, алюминий обладает легким весом, поэтому коляска удобная в транспортировке.

Все элементы кресла-коляски продуманы: имеется тормоз для задних колес, упоры-ручки для толкания, быстросъемные задние колеса с кнопочной фиксацией, съемные подножки, откидные опоры для стоп, карман для личных вещей и прочее. Качественная обивка прослужит долго и не потеряет своих первоначальных средств.

Кресло-коляска инвалидная механическая 711 AE

Инвалидные кресла-коляски предназначены для людей с большой массой тела. Сиденье и спинка кресла-коляски сделаны из высокопрочной искусственной кожи, способной выдерживать большие нагрузки. Еще одной важной особенностью конструкции является увеличенный диаметр несущей оси задних колес. Колеса данной коляски оснащены усиленными цельнолитыми шинами из износостойчивой резины, не оставляющей следов на полу.



Конструктивной особенностью является возможность регулировки высоты крепления задних и передних колес, что дает возможность настроить кресло-коляску для разных ростовых категорий пользователей. Также данная функция позволяет отрегулировать угол наклона сиденья коляски, что обеспечивает больший комфорт при эксплуатации.

Кресло-туалет Tu 3 Ortonica



Эргономичная модель туалета-стула предназначена для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, включая частичную утрату его функции. Для дополнительного удобства пациента модель оснащена складными подлокотниками. Конструкция санитарного стула позволяет пользоваться стандартным унитазом.

Особенности:

- складная разборная конструкция;
- наличие откидных подлокотников; откидной съемной крышки;
- материал гигиенического сиденья, ведра и крышки: пластик; материал рамы: сталь с антикоррозионным покрытием.

Сиденье для ванны поворотное ORTONICA LUX 330

Доска Ortonica Lux 300 предназначена для пересаживания пациентов с нарушенными двигательными функциями. Используется в ваннах для облегчения ухода во время гигиенических процедур.

Доска имеет подвижный диск, который может прокручиваться вокруг своей оси. Диск изготовлен из прочного пластика, устойчивого к длительному воздействию воды. Фиксацию положения устройства обеспечивают резиновые зажимы. В основании доски расположены отверстия для стока воды. Специальная ручка с нескользящей накладкой дает дополнительную опору и служит для перемещения доски.



Табурет для ванны и душа поворотный



поставки.

Особенностью данной модели является, то что стул можно полностью разобрать, что делает более удобным его хранение. Стул можно установить непосредственно в ванну, он не скользит благодаря резиновым насадкам на ножках. Сиденье стула вращается. На ножки стула можно установить полочку для банных принадлежностей, которая входит в комплект

Вспомогательная ступенька АРМЕД с поручнем



Двойная ступень с дополнительно присоединяемым удобным поручнем для надежной поддержки.

Каркас ступеньки выполнен из стального профиля, имеет полимерно-порошковое покрытие. Ступенька легко собирается и не требует специального ухода.

Характеристики: высота с ручкой - 1050 мм; размер опорной поверхности - 205x405 мм; грузоподъемность: 120 кг.

Лестница веревочная для кровати

Удобная веревочная лестница станет незаменимым помощником в быту. Перекладины изготовлены из негибкого пластика. В сложенном виде занимает минимум места при хранении и переноске.



Опора под спину для лежачих больных

– подъемное приспособление, используемое в процессе ухода.



Конструкция устанавливается в изголовье кровати и позволяет придать пациенту сидячее или полусидячее положение для комфортного приема пищи или лекарств, чтения, общения с окружающими, выполнения санитарных и гигиенических процедур.

В комплексе мер по профилактике застойных явлений опоры для лежачих больных под спину можно использовать также для поднятия ног, когда необходимо нормализовать кровообращение в обездвиженных нижних конечностях. Это позволит избежать отеков и тромбозов, а также образования пролежней на пятках, пальцах, в области колен.

Матрас противолежневый ARMED ячеистый



В основе работы ячеистого матраса лежит непрерывное наполнение и спускание множества ячеек. Спущенные и надутые ячейки чередуются в

шахматном порядке, таким образом давая тканям человека отдохнуть. Воздушные ячейки расположенные в шахматном порядке, обеспечивают плавное изменение давления на всю поверхность тела пациента. Создает эффект непрерывного массажа, предотвращает появление пролежней и обеспечивает нормальное кровообращение. Благодаря автоматическому, бесшумному насосу создается переменное давление, подающее воздух через трубки поочередно, в задаваемом ритме, в различные ячейки матраса.

Матрас для кровати 4-х секционный

Матрас четырехсекционный предназначен для размещения на кровати на основании с целью улучшения деятельности кровеносной системы, снятия нагрузки с позвоночника, суставов и мышечной системы организма во время сна за счет поддержки различных частей тела, способствует правильному распределению веса.



Матрас в удобном чехле из водонепроницаемой ткани. Устойчив к обработке дезинфицирующими средствами. Чехол на молнии. Состав матраса - пенополиуретан. Матрас разделен на формообразующие секции.

Матрац противопролежневый гелевый



Матрас противопролежневый гарантирует равномерное распределение тела пациента на всей поверхности матраца. Многоячеистая поверхность матраца обеспечивает растяжение позвоночника и, как следствие, наиболее быстрое восстановление

естественной формы межпозвоночных дисков. Под действием перемещений и колебаний тела происходит постоянное перемещение упруго перетекающего между ячейками наполнителя оказывающее физиологически оптимальное расслабляющее воздействие на мышечные рецепторы, вследствие чего сохраняется и даже нормализует кровообращение в сосудах на опорных частях тела. Подходит для любых функциональных кроватей. Быстрая обработка дезинфицирующими средствами путем двукратного протирания.

Не требует подключения к электрической сети.

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ARMED RS105-B



Предназначена для взрослых пациентов: перенесших травму позвоночника или нижних конечностей; перенесших инсульт; после операций на позвоночнике, нейрохирургических операций; частично или полностью обездвиженных пожилых

людей; с заболеванием ДЦП.

Основание кровати изготовлено из стального профиля с экологически чистым полимерно-порошковым покрытием. Спинка для кровати головная и спинка для кровати ножная - съемные, изготовлены из ABS-пластика с декоративными вставками и оборудованы атравматическими угловыми бамперами.

Кровать имеет 4-х секционную систему. Матрасное ложе состоит из стальных ложементов. Секции могут регулироваться по углу наклона. Регулировка головной и тазобедренной секций осуществляется 2-мя механическими приводами. Колеса кровати имеют стальные несущие части, два колеса с индивидуальными педальными тормозами. Кровать оборудована 2-мя ограждениями боковыми (рейлингами), по мере необходимости могут подниматься и опускаться. Рама кровати имеет отверстия для установки стойки-держателя для внутривенных инъекций, устройства для подтягивания и ограждений боковых (рейлингов) для кровати. Кровать имеет механический привод, 4-х секционную систему.

Секции могут регулироваться по углу наклона.

Габариты (Д x Ш x В) ($\pm 2\%$): 2180x950x920 мм.

Размеры поверхности ложа (Д x Ш) ($\pm 3\%$): 1960x870 мм. Грузоподъемность ($\pm 5\%$): 200 кг.

Угол наклона головной секции: 0-(75)°.

Угол наклона тазобедренной секции: 0-(45)°.



***Ресурсный центр
«Социальный пункт проката»***

***г. Калтан, ул. Горького, 29
8 (384-72) 3-39-85***

***Часы работы:
Пн – Пт с 8.00 до 17.00
(с 12.00 до 13.00 –перерыв на обед)
Сб, Вс – выходной***

**Количество экземпляров 350 штук.
Распространяется бесплатно,
изготовлено на средства Фонда Президентских грантов**